

尿液中類大麻活性物質之檢驗方法(二)  
Method of Test for Synthetic Cannabinoids in Urine (2)

1. 適用範圍：本檢驗方法適用於尿液中AB-001等34品項類大麻活性物質(品項詳見附表)之檢驗。
2. 檢驗方法：檢體經稀釋後，以液相層析串聯質譜儀(liquid chromatograph/tandem mass spectrometer, LC-MS/MS)分析之方法。

2.1. 裝置：

2.1.1. 液相層析串聯質譜儀：

2.1.1.1. 離子源：電灑離子化(electrospray ionization, ESI)。

2.1.1.2. 層析管：Sunshell® RP-AQUA， $2.6\text{ }\mu\text{m}$ ，內徑 $2.1\text{ mm} \times 10\text{ cm}$ ，或同級品。

2.1.2. 旋渦混合器(Vortex mixer)。

2.2. 試藥：甲醇及乙腈均採用液相層析級；甲酸採用試藥特級；人工尿液(UTAK 88121-CDF (L))，或同級品；去離子水(比電阻於 $25^\circ\text{C}$ 可達 $18\text{ M}\Omega\cdot\text{cm}$ 以上)；AB-001等34品項對照用標準品；AB-CHMINACA-d<sub>4</sub>等13品項同位素內部標準品(品項詳見附表)。

2.3. 器具與材料：

2.3.1. 容量瓶： $1\text{ mL}$ 及 $10\text{ mL}$ 。

2.3.2. 濾膜：孔徑 $0.22\text{ }\mu\text{m}$ ，PVDF材質。

2.4. 試劑之調製

2.4.1. 50%甲醇溶液：

取甲醇與去離子水以 $1:1$  (v/v)比例混勻。

2.4.2. 50%乙腈之甲醇溶液：

取乙腈與甲醇以 $1:1$  (v/v)比例混勻。

2.5. 移動相溶液之調製：

2.5.1. 移動相溶液A：

取甲酸 $1\text{ mL}$ ，加去離子水使成 $1000\text{ mL}$ ，混合均勻，經濾膜過濾，取濾液供作移動相溶液A。

2.5.2. 移動相溶液B：

取甲酸 $1\text{ mL}$ ，加50%乙腈之甲醇溶液使成 $1000\text{ mL}$ ，混合均勻，經濾膜過濾，取濾液供作移動相溶液B。

2.6. 內部標準溶液之配製：

取AB-CHMINACA-d<sub>4</sub>等13品項內部標準品各約1 mg，精確稱定，分別以甲醇溶解並定容至10 mL，作為內部標準原液，於-20°C避光儲存。臨用時取適量各內部標準原液混合，以50%甲醇溶液稀釋至1 µg/mL，供作內部標準溶液。

#### 2.7. 標準溶液之配製：

取AB-001等34品項對照用標準品各約1 mg，精確稱定，分別以甲醇溶解並定容至10 mL，作為標準原液，於-20°C避光儲存。臨用時取適量各標準原液混合，以50%甲醇溶液稀釋至500 ng/mL，供作標準溶液。

#### 2.8. 檢液之調製：

將檢體混勻，精確量取100 µL，加入內部標準溶液20 µL，以50%甲醇溶液定容至1 mL，經濾膜過濾，供作檢液。

#### 2.9. 檢量線之製作：

以人工尿液作為空白檢體，精確量取100 µL，分別添加標準溶液10~200 µL，加入內部標準溶液20 µL，以50%甲醇溶液定容至1 mL，經濾膜過濾，供作檢量線溶液，依下列條件進行分析。就各類大麻活性物質及其內部標準品之波峰面積比，與對應之各類大麻活性物質濃度，分別製作5~100 ng/mL之檢量線。

液相層析串聯質譜分析測定條件<sup>(註)</sup>

層析管：SunShell® RP-AQUA，2.6 µm，內徑2.1 mm × 10 cm。

層析管溫度：40°C。

注入量：3 µL。

移動相溶液：A液與B液以下列條件進行梯度分析。

時間(min)	A (%)	B (%)
0.0 → 0.5	60 → 60	40 → 40
0.5 → 12.0	60 → 10	40 → 90
12.0 → 12.5	10 → 10	90 → 90
12.5 → 12.6	10 → 60	90 → 40
12.6 → 14.5	60 → 60	40 → 40

移動相流速：0.4 mL/min。

離子噴灑電壓(Ion spray voltage)：

ESI正離子(ESI<sup>+</sup>)採用5.5 kV；

ESI負離子(ESI<sup>-</sup>)採用4.5 kV。

加熱溫度(Temperature)：550°C。

霧化氣體(Nebulizer gas, GS1)：50 psi。  
輔助加熱氣體(Heated gas, GS2)：60 psi。  
氣簾氣體(Curtain gas)：30 psi。  
碰撞氣體(Collision gas)：Medium。  
偵測模式：多重反應偵測(multiple reaction monitoring, MRM)。  
    偵測離子對、去集簇電壓(declustering potential)及  
    碰撞能量(collision energy)如附表。

註：上述測定條件分析不適時，可依所使用之儀器，設定適合之測定條件。

#### 2.10. 鑑別試驗及含量測定：

精確量取檢液與檢量線溶液各3 μL，分別注入液相層析串聯質譜儀中，依2.9.節條件進行分析。就檢液與檢量線溶液所得波峰之滯留時間及相對離子強度<sup>(註)</sup>鑑別之，並依下列計算式求出檢體中各類大麻活性物質之含量(ng/mL)：

$$\text{檢體中各類大麻活性物質之含量(ng/mL)} = \frac{C \times V}{M}$$

C：由檢量線求得檢液中各類大麻活性物質之濃度(ng/mL)

V：檢體最後定容之體積(mL)

M：取樣分析檢體之體積(mL)

註：相對離子強度由定性離子對與定量離子對之波峰面積相除而得( $\leq 100\%$ )，容許範圍如下：

相對離子強度(%)	容許範圍(%)
> 50	$\pm 20$
> 20~50	$\pm 25$
> 10~20	$\pm 30$
$\leq 10$	$\pm 50$


附註：1. 本檢驗方法之定量極限，AB-001等34品項均為50 ng/mL。  
2. 檢體中有影響檢驗結果之物質時，應自行探討。

#### 參考文獻：


Freijo Jr., T. D., Harris, S. E. and Kala, S. V. 2014. A rapid quantitative method for the analysis of synthetic cannabinoids by liquid chromatography–tandem mass spectrometry. J. Anal. Toxicol. 38: 466-

478.


參考層析圖譜




圖、以LC-MS/MS分析尿液中AB-001等34品項類大麻活性物質標準品及AB-CHMINACA-d<sub>4</sub>等13品項同位素內部標準品之MRM圖譜



圖、以LC-MS/MS分析尿液中AB-001等34品項類大麻活性物質標準品及AB-CHMINACA-d<sub>4</sub>等13品項同位素內部標準品之MRM圖譜(續)



圖、以LC-MS/MS分析尿液中AB-001等34品項類大麻活性物質標準品及AB-CHMINACA-d<sub>4</sub>等13品項同位素內部標準品之MRM圖譜(續)



圖、以LC-MS/MS分析尿液中AB-001等34品項類大麻活性物質標準品及AB-CHMINACA-d<sub>4</sub>等13品項同位素內部標準品之MRM圖譜(續)

附表、AB-001 等 34 品項類大麻活性物質及 AB-CHMINACA-d<sub>4</sub> 等 13 品項同位素內部標準品之 MRM 質譜參數

分析物	離子化模式	離子對		去集簇電壓(V)	碰撞能量(eV)	內部標準品
		前驅離子(m/z) >	產物離子(m/z)			
1-Adamantyl-(1-pentylindol-3-yl)methanone (AB-001)	ESI <sup>+</sup>	350 > 135*		154	39	JWH-210-d <sub>9</sub>
			350 > 77	154	111	
N-[(1S)-1-(Aminocarbonyl)-2-methylpropyl]-1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-carboxamide (AB-CHMINACA)	ESI <sup>+</sup>	357 > 241*		59	35	AB-
			357 > 312	59	23	CHMINACA-d <sub>4</sub>
N-[(1S)-1-(Aminocarbonyl)-2-methylpropyl]-1-[(4-fluorophenyl)methyl]-1H-indazole-3-carboxamide (AB-FUBINACA)	ESI <sup>+</sup>	369 > 253*		83	32	AB-
			369 > 324	83	21	FUBINACA-d <sub>4</sub>
N-[(1S)-1-(Aminocarbonyl)-2-methylpropyl]-1-pentyl-1H-indazole-3-carboxamide (AB-PINACA)	ESI <sup>+</sup>	331 > 215*		40	36	AB-PINACA-
			331 > 286	40	20	d <sub>9</sub>
N-(1-Amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-[(4-fluorophenyl)methyl]indazole-3-carboxamide (ADB-FUBINACA)	ESI <sup>+</sup>	383 > 338*		72	21	AB-
			383 > 253	72	36	FUBINACA-d <sub>4</sub>
N-[[1-[(4-Fluorophenyl)methyl]-1H-indazol-3-yl]carbonyl]-L-valine, ethyl ester (AEB-FUBINACA)	ESI <sup>+</sup>	398 > 109*		124	59	AB-
			398 > 253	124	33	FUBINACA-d <sub>4</sub>
N-(1-Adamantyl)-1-pentylindazole-3-carboxamide (AKB48)	ESI <sup>+</sup>	366 > 135*		76	26	AKB48-d <sub>9</sub>
			366 > 93	76	66	
[1-(5-Fluoropentyl)indol-3-yl]-naphthalen-1-ylmethanone (AM-2201)	ESI <sup>+</sup>	360 > 155*		117	37	AM-2201-d <sub>5</sub>
			360 > 127	117	70	
N-(1-Adamantyl)-1-(5-bromopentyl)indazole-3-carboxamide (5-Bromo-AKB48)	ESI <sup>+</sup>	444 > 135*		36	30	AKB48-d <sub>9</sub>
			444 > 79	36	96	
N-(1-Adamantyl)-1-(5-chloropentyl)indazole-3-carboxamide (5-Chloro-AKB48)	ESI <sup>+</sup>	400 > 135*		39	26	AKB48-d <sub>9</sub>
			400 > 93	39	71	
(1-(5-Chloropentyl)-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)methanone (5-Chloro-UR-144)	ESI <sup>+</sup>	346 > 248*		100	37	UR-144-d <sub>5</sub>
			346 > 144	100	51	
rel-5-(1,1-Dimethylheptyl)-2-[(1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl]-phenol (CP47,497)	ESI <sup>-</sup>	317 > 159*		140	71	CP47,497-d <sub>11</sub>
			317 > 245	140	45	

\*定量離子對

附表、AB-001 等 34 品項類大麻活性物質及 AB-CHMINACA-d<sub>4</sub> 等 13 品項同位素內部標準品之 MRM 質譜參數(續)

分析物	離子化模式	離子對	去集簇電壓(V)	碰撞能量(eV)	內部標準品
		前驅離子(m/z) > 產物離子(m/z)			
Methyl (2S)-2-[[1-(4-fluorobutyl)indazole-3-carbonyl]amino]-3,3-dimethylbutanoate (4F-MDMB-BINACA)	ESI <sup>+</sup>	364 > 219*	60	33	AB-CHMINACA-d <sub>4</sub>
		364 > 304	60	22	
Methyl 2-[[1-(5-fluoropentyl)indazole-3-carbonyl]amino]-3,3-dimethylbutanoate (5F-ADB)	ESI <sup>+</sup>	378 > 233*	97	33	AM-2201-d <sub>5</sub>
		378 > 318	97	23	
N-(1-Adamantyl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-Indazole-3-Carboxamide (5F-AKB48)	ESI <sup>+</sup>	384 > 135*	72	26	AKB48-d <sub>9</sub>
		384 > 93	72	68	
Methyl (2S)-2-[[1-(5-fluoropentyl)indazole-3-carbonyl]amino]-3-methylbutanoate (5F-AMP)	ESI <sup>+</sup>	364 > 304*	108	22	AB-FUBINACA-d <sub>4</sub>
		364 > 233	108	31	
Methyl (2S)-2-[[1-(5-fluoropentyl)indole-3-carbonyl]amino]-3,3-dimethylbutanoate (5F-MDMB-PICA)	ESI <sup>+</sup>	377 > 232*	89	32	XLR-11-d <sub>5</sub>
		377 > 144	89	48	
Quinolin-8-yl 1-[(4-fluorophenyl)methyl]indole-3-carboxylate (FUB-PB-22)	ESI <sup>+</sup>	397 > 252*	78	24	AM-2201-d <sub>5</sub>
		397 > 109	78	49	
Naphthalen-1-yl-(1-pentylindol-3-yl)methanone (JWH-018)	ESI <sup>+</sup>	342 > 155*	110	32	JWH-018-d <sub>9</sub>
		342 > 127	110	72	
(1-Hexylindol-3-yl)-naphthalen-1-ylmethanone (JWH-019)	ESI <sup>+</sup>	356 > 127*	78	33	JWH-210-d <sub>9</sub>
		356 > 155	78	64	
Naphthalen-1-yl-(1-pent-4-enylindol-3-yl)methanone (JWH-022)	ESI <sup>+</sup>	340 > 155*	142	32	JWH-250-d <sub>5</sub>
		340 > 127	142	60	
(1-Butylindol-3-yl)-naphthalen-1-ylmethanone (JWH-073)	ESI <sup>+</sup>	328 > 155*	151	32	JWH-073-d <sub>7</sub>
		328 > 127	151	65	
(4-Methoxynaphthalen-1-yl)-(1-pentylindol-3-yl)methanone (JWH-081)	ESI <sup>+</sup>	372 > 185*	102	35	JWH-081-d <sub>5</sub>
		372 > 114	102	103	
(4-Methylnaphthalen-1-yl)-(1-pentylindol-3-yl)methanone (JWH-122)	ESI <sup>+</sup>	356 > 169*	57	34	JWH-210-d <sub>9</sub>
		356 > 115	57	86	
2-(2-Chlorophenyl)-1-(1-pentylindol-3-yl)ethenone (JWH-203)	ESI <sup>+</sup>	340 > 125*	136	36	JWH-018-d <sub>9</sub>
		340 > 214	136	35	

\*定量離子對

附表、AB-001 等 34 品項類大麻活性物質及 AB-CHMINACA-d<sub>4</sub> 等 13 品項同位素內部標準品之 MRM 質譜參數(續)

分析物	離子化模式	離子對		去集簇電壓(V)	碰撞能量(eV)	內部標準品
		前驅離子(m/z)	產物離子(m/z)			
(4-Ethynaphthalen-1-yl)-(1-pentylinol-3-yl)methanone (JWH-210)	ESI <sup>+</sup>	370 > 183*		138	33	JWH-210-d <sub>9</sub>
			370 > 214	138	34	
2-(2-Methoxyphenyl)-1-(1-pentylinol-3-yl)ethanone (JWH-250)	ESI <sup>+</sup>	336 > 121*		129	27	JWH-250-d <sub>5</sub>
			336 > 91	129	65	
Methyl (2S)-2-[[1-(cyclohexylmethyl)indole-3-carbonyl]amino]-3,3-dimethylbutanoate (MDMB-CHMICA)	ESI <sup>+</sup>	385 > 240*		80	25	XLR-11-d <sub>5</sub>
			385 > 144	80	55	
Methyl (2S)-2-[[1-(cyclohexylmethyl)indole-3-carbonyl]amino]-3-methylbutanoate (MMB-CHMICA)	ESI <sup>+</sup>	371 > 240*		32	23	AB-CHMINACA-d <sub>4</sub>
			371 > 144	32	50	
Methyl 2-[[1-[(4-fluorophenyl)methyl]indazole-3-carbonyl]amino]-3-methylbutanoate (MMB-FUBINACA)	ESI <sup>+</sup>	384 > 253*		106	32	AB-FUBINACA-d <sub>4</sub>
			384 > 109	106	66	
Naphthalen-1-yl 1-(5-fluoropentyl)indole-3-carboxylate (NM-2201)	ESI <sup>+</sup>	376 > 232*		55	27	JWH-210-d <sub>9</sub>
			376 > 144	55	52	
[1-(5-Fluoropentyl)indazol-3-yl]-naphthalen-1-ylmethanone (THJ-2201)	ESI <sup>+</sup>	361 > 233*		126	24	JWH-210-d <sub>9</sub>
			361 > 145	126	48	
(1-Pentylinol-3-yl)-(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)methanone (UR-144)	ESI <sup>+</sup>	312 > 125*		56	30	UR-144-d <sub>5</sub>
			312 > 214	56	31	
[1-(5-Fluoropentyl)indol-3-yl]-(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)methanone (XLR-11)	ESI <sup>+</sup>	330 > 125*		126	30	XLR-11-d <sub>5</sub>
			330 > 232	126	33	
N-[(2S)-1-Amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl]-1-(cyclohexylmethyl)indazole-3-carboxamide-d <sub>4</sub> (AB-CHMINACA-d <sub>4</sub> ) (I.S.)	ESI <sup>+</sup>	361 > 245		114	35	—
N-[(2S)-1-Amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl]-1-[(4-fluorophenyl)methyl]indazole-3-carboxamide-d <sub>4</sub> (AB-FUBINACA-d <sub>4</sub> ) (I.S.)	ESI <sup>+</sup>	373 > 328		68	21	—

\*定量離子對

附表、AB-001 等 34 品項類大麻活性物質及 AB-CHMINACA-d<sub>4</sub> 等 13 品項同位素內部標準品之 MRM 質譜參數(續)

分析物	離子化模式	離子對 前驅離子( <i>m/z</i> ) > 產物離子( <i>m/z</i> )	去集簇 電壓 (V)	碰撞 能量 (eV)	內部標準品
<i>N</i> -[(1 <i>S</i> )-1-(Aminocarbonyl)-2-methylpropyl]-1-pentyl-1 <i>H</i> -indazole-3-carboxamide-d <sub>9</sub> (AB-PINACA-d <sub>9</sub> ) (I.S.)	ESI <sup>+</sup>	340 > 224	40	36	—
<i>N</i> -(1-Adamantyl)-1-pentylindazole-3-carboxamide-d <sub>9</sub> (AKB48-d <sub>9</sub> ) (I.S.)	ESI <sup>+</sup>	375 > 135	69	15	—
[1-(5-Fluoropentyl)indol-3-yl]-naphthalen-1-ylmethanone-d <sub>5</sub> (AM-2201-d <sub>5</sub> ) (I.S.)	ESI <sup>+</sup>	365 > 127	31	73	—
<i>rel</i> -5-(1,1-Dimethylheptyl)-2-[(1 <i>R</i> ,3 <i>S</i> )-3-hydroxycyclohexyl]-phenol-d <sub>11</sub> (CP47,497-d <sub>11</sub> ) (I.S.)	ESI <sup>-</sup>	328 > 256	72	47	—
Naphthalen-1-yl-(1-pentylindol-3-yl)methanone-d <sub>9</sub> (JWH-018-d <sub>9</sub> ) (I.S.)	ESI <sup>+</sup>	351 > 155	36	33	—
(1-Butylindol-3-yl)-naphthalen-1-ylmethanone-d <sub>7</sub> (JWH-073-d <sub>7</sub> ) (I.S.)	ESI <sup>+</sup>	335 > 155	76	33	—
(4-Methoxynaphthalen-1-yl)-(1-pentylindol-3-yl)methanone-d <sub>9</sub> (JWH-081-d <sub>9</sub> ) (I.S.)	ESI <sup>+</sup>	381 > 185	51	35	—
(4-Ethynaphthalen-1-yl)-(1-pentylindol-3-yl)methanone-d <sub>9</sub> (JWH-210-d <sub>9</sub> ) (I.S.)	ESI <sup>+</sup>	379 > 183	36	33	—
2-(2-Methoxyphenyl)-1-(1-pentylindol-3-yl)ethanone-d <sub>5</sub> (JWH-250-d <sub>5</sub> ) (I.S.)	ESI <sup>+</sup>	341 > 121	46	27	—
(1-Pentylindol-3-yl)-(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)methanone-d <sub>5</sub> (UR-144-d <sub>5</sub> ) (I.S.)	ESI <sup>+</sup>	317 > 125	161	31	—
[1-(5-Fluoropentyl)indol-3-yl]-(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)methanone-d <sub>5</sub> (XLR-11-d <sub>5</sub> ) (I.S.)	ESI <sup>+</sup>	335 > 125	61	31	—

\*定量離子對