

食品中甲醛之檢驗方法(二) (MOHWA0004.03)修正總說明

為加強食品添加物之管理，並依據食品安全衛生管理法第三十八條規定：「各級主管機關執行食品、食品添加物、食品器具、食品容器或包裝及食品用洗潔劑之檢驗，其檢驗方法，經食品檢驗方法諮詢會諮詢，由中央主管機關定之」，爰擬具「食品中甲醛之檢驗方法(二) (MOHWA0004.03)」，其修正要點如下：

- 一、「檢液之調製」增列「註」，說明蒸餾速率可依所使用之儀器，設定適合之速率條件。
- 二、增列「參考文獻」。

食品中甲醛之檢驗方法(二) (MOHWA0004.03)修正對照表

修正規定	現行規定	說明
<p>1. 適用範圍：本檢驗方法適用於食品中甲醛之檢驗。</p> <p>2. 檢驗方法：檢體經水蒸氣蒸餾及衍生化後，以分光光度計(spectrophotometer)分析之方法。</p> <p>2.1. 裝置：</p> <p>2.1.1. 水蒸氣蒸餾裝置。</p> <p>2.1.2. 水浴：溫差在$\pm 2^{\circ}\text{C}$以內者。</p> <p>2.1.3. 分光光度計：具可見光波長者。</p> <p>2.2. 試藥：</p> <p>4-amino-3-hydrazino-5-mercapto-1,2,4-triazole (AHMT)、過碘酸鉀、碘、硫代硫酸鈉(sodium thiosulfate)、無水碳酸鈉及甲醛溶液(約 37%)均採用試藥特級；鹽酸、氫氧化鉀、硫酸、澱粉及磷酸(85%)均採用試藥級。</p> <p>2.3. 器具及材料：</p> <p>2.3.1. 蒸餾瓶：500 mL。</p> <p>2.3.2. 容量瓶：100 mL 及 200 mL。</p> <p>2.3.3. 試管：10 mL，附蓋子。</p> <p>2.4. 試劑之調製：</p> <p>2.4.1. 0.1 N 碘溶液：</p> <p>稱取碘化鉀 36 g，以水 100 mL 溶解，稱取碘 14 g，迅速加入，溶解後，加鹽酸 3 滴，再加水使成 1000 mL。</p> <p>2.4.2. 1 N 氢氧化鉀溶液：</p> <p>稱取氫氧化鉀 5.6 g，以水溶解使成 100 mL。</p> <p>2.4.3. 10% 硫酸溶液：</p> <p>取硫酸 10.4 mL，徐徐加入水 10 mL 中，冷卻後再加水使成 100 mL。</p> <p>2.4.4. 0.1 N 硫代硫酸鈉溶液：</p> <p>精確稱取硫代硫酸鈉 26 g 及無水碳酸鈉 0.2 g，以新煮沸冷卻之水溶解使成 1000 mL。</p> <p>2.4.5. 澱粉試液：</p> <p>取澱粉 1 g，加冷水 10 mL 研磨之，攪拌下徐徐加入沸水 200 mL 中，煮沸至形成稀薄透明液為止，放冷、靜置，使用時取上澄液，臨用時調製。</p>	<p>1. 適用範圍：本檢驗方法適用於食品中甲醛之檢驗。</p> <p>2. 檢驗方法：檢體經水蒸氣蒸餾及衍生化後，以分光光度計(spectrophotometer)分析之方法。</p> <p>2.1. 裝置：</p> <p>2.1.1. 水蒸氣蒸餾裝置。</p> <p>2.1.2. 水浴：溫差在$\pm 2^{\circ}\text{C}$以內者。</p> <p>2.1.3. 分光光度計：具可見光波長者。</p> <p>2.2. 試藥：</p> <p>4-amino-3-hydrazino-5-mercapto-1,2,4-triazole (AHMT)、過碘酸鉀、碘、硫代硫酸鈉(sodium thiosulfate)、無水碳酸鈉及甲醛溶液(約 37%)均採用試藥特級；鹽酸、氫氧化鉀、硫酸、澱粉及磷酸(85%)均採用試藥級。</p> <p>2.3. 器具及材料：</p> <p>2.3.1. 蒸餾瓶：500 mL。</p> <p>2.3.2. 容量瓶：100 mL 及 200 mL。</p> <p>2.3.3. 試管：10 mL，附蓋子。</p> <p>2.4. 試劑之調製：</p> <p>2.4.1. 0.1 N 碘溶液：</p> <p>稱取碘化鉀 36 g，以水 100 mL 溶解，稱取碘 14 g，迅速加入，溶解後，加鹽酸 3 滴，再加水使成 1000 mL。</p> <p>2.4.2. 1 N 氢氧化鉀溶液：</p> <p>稱取氫氧化鉀 5.6 g，以水溶解使成 100 mL。</p> <p>2.4.3. 10% 硫酸溶液：</p> <p>取硫酸 10.4 mL，徐徐加入水 10 mL 中，冷卻後再加水使成 100 mL。</p> <p>2.4.4. 0.1 N 硫代硫酸鈉溶液：</p> <p>精確稱取硫代硫酸鈉 26 g 及無水碳酸鈉 0.2 g，以新煮沸冷卻之水溶解使成 1000 mL。</p> <p>2.4.5. 澱粉試液：</p> <p>取澱粉 1 g，加冷水 10 mL 研磨之，攪拌下徐徐加入沸水 200 mL 中，煮沸至形成稀薄透明液為止，放冷、靜置，使用時取上澄液，臨用時調製。</p>	<p>一、「檢液之調製」增列「註」，說明蒸餾速率可依所使用之儀器，設定適合之速率條件。</p> <p>二、增列「參考文獻」。</p>

<p>行水蒸氣蒸餾^(註) (蒸餾速率 2 mL/min)，其冷凝管末端須浸入已盛有水 20 mL 之 200 mL 容量瓶液面下，蒸餾至容量瓶中所收集之溶液體積約達 190 mL，再以水定容至 200 mL，供作檢液。</p> <p><u>註：蒸餾速率可依所使用之儀器，設定適合之速率條件，惟須經方法確效。</u></p> <p>2.7. 含量測定：</p> <p>精確量取檢液、標準溶液及水(做空白試驗)各 2 mL，分置於試管中，各加入 5 N 氯氧化鉀溶液 2 mL 及 AHMT 溶液 2 mL，慢慢混勻，於室溫下放置 20 分鐘，加入過碘酸鉀溶液 2 mL，輕振混合至不再產生氣泡，於 550 nm 測定其吸光值，並依下列計算式求出檢體中甲醛之含量(ppm)：</p> $\text{檢體中甲醛之含量(ppm)} = \frac{C \times V}{M}$ <p>C：由標準曲線中求得檢液中甲醛之濃度($\mu\text{g/mL}$)</p> <p>V：檢體最後定容之體積(200 mL)</p> <p>M：取樣分析檢體之重量(g)</p> <p>附註：1. 本檢驗方法之定量極限為 2 ppm。 2. 檢體中有影響檢驗結果之物質時，應自行探討。 3. 部分食品天然存在甲醛，無法逕由檢驗結果判定是否符合規範，仍應配合產品原料來源、加工流程及稽查結果等相關資訊綜合研判。</p> <p><u>參考文獻：</u> <u>日本藥學會。2005。衛生試驗法·註解，p. 428。金原出版株式會社，東京，日本。</u></p>	<p>行水蒸氣蒸餾(餮出速率 2 mL/min)，其冷凝管末端須浸入已盛有水 20 mL 之 200 mL 容量瓶液面下，蒸餮至容量瓶中所收集之溶液體積約達 190 mL，再以水定容至 200 mL，供作檢液。</p> <p>2.7. 含量測定：</p> <p>精確量取檢液、標準溶液及水(做空白試驗)各 2 mL，分置於試管中，各加入 5 N 氯氧化鉀溶液 2 mL 及 AHMT 溶液 2 mL，慢慢混勻，於室溫下放置 20 分鐘，加入過碘酸鉀溶液 2 mL，輕振混合至不再產生氣泡，於 550 nm 測定其吸光值，並依下列計算式求出檢體中甲醛之含量(ppm)：</p> $\text{檢體中甲醛之含量(ppm)} = \frac{C \times V}{M}$ <p>C：由標準曲線中求得檢液中甲醛之濃度($\mu\text{g/mL}$)</p> <p>V：檢體最後定容之體積(200 mL)</p> <p>M：取樣分析檢體之重量(g)</p> <p>附註：1. 本檢驗方法之定量極限為 2 ppm。 2. 檢體中有影響檢驗結果之物質時，應自行探討。 3. 部分食品天然存在甲醛，無法逕由檢驗結果判定是否符合規範，仍應配合產品原料來源、加工流程及稽查結果等相關資訊綜合研判。</p>
---	--