食品中螢光增白劑 - 二胺基二苯乙烯及其衍生物之檢驗方法 Method of Test for Fluorescent Whitening Agents in Foods -

Test of Diaminostilbene and Its Derivatives

- 適用範圍:本檢驗方法適用於食品中螢光增白劑-二胺基二苯乙烯及其衍生物之檢驗。
- 2. 檢驗方法:
 - 2.1. 直接觀察法初步試驗:
 - 2.1.1. 裝置:

紫外燈: 具365 nm之波長者。

2.1.2. 鑑別試驗:

將檢體置於暗處,於波長365 nm之紫外燈下觀察,若檢體表面發出紫-藍白色之螢光時,應繼續行染色法。

- 2.2. 染色法:
- 2.2.1. 裝置:

紫外燈:同2.1.1.節。

- 2.2.2. 試藥: 氨水(28%)、鹽酸及硝酸均採用化學試藥級。
- 2.2.3. 器具及材料:
- 2.2.3.1. 燒杯: 200 mL。
- 2.2.3.2. 濾紙: 無螢光者。
- 2.2.3.3. 紗布或脫脂棉:無螢光者。
- 2.2.4. 試劑之調製:
- 2.2.4.1. 0.1%氨水:

取氨水(28%)約0.36 mL, 加水使成100 mL。

2.2.4.2. 稀氨水溶液:

取0.1% 氨水 $1.5 \, \text{mL}$,加水使成 $2000 \, \text{mL}$,pH值約為7.5-9.0 ,臨用時調製 。

2.2.4.3. 稀鹽酸溶液:

取鹽酸24 mL,緩緩加入水60 mL中,再加水使成100 mL。

77年10月01日衛署食字第762034號公告102年9月6日部授食字第1021950329號公告修正107年5月16日衛授食字第1071900857號公告修正MOHWA0008.02

2.2.4.4. 稀硝酸溶液:

取硝酸5 mL,加水使成100 mL。

2.2.5. 檢液之調製:

稱取經細切後之檢體10-20g,置於燒杯中,加入稀氨水溶液100 mL, 時時攪拌,於室溫放置30分鐘,以濾紙過濾,取濾液供作檢液。

2.2.6. 鑑別試驗:

取檢液50 mL,置於燒杯中,加入稀鹽酸溶液1-2滴混合,使呈弱酸性 (pH值約為3-5),放入紗布,於沸水浴中加熱30分鐘,取出紗布,用水洗淨,擠去水分,浸於稀硝酸溶液中,於沸水浴中加熱5分鐘,取出,用水洗淨,擠去水分,於暗處以波長365 nm之紫外燈下觀察,若紗布發出藍白色之螢光,則有螢光增白劑之存在,另取稀氨水溶液50 mL作空白試驗用。

備註:自然界尚存有許多會產生螢光之物質,如植物之葉綠素等,因此當檢驗發現局部或微弱螢光時,尚須進一步釐清其螢光物質之來源。以綠豆芽為例,其根部組織之導管及靠近子葉端之上部莖,可能有天然螢光,且可被方法2.2.節染色法之紗布所吸附,而觀察到螢光;為利於判斷檢體是否添加螢光增白劑,檢體以方法2.1.節紫外燈照射直測時,應檢視其螢光之分布情形;非全株或僅少部分(尤其是根尖部)呈現螢光時,有可能為天然螢光,尚須併稽查結果綜合研判。

參考文獻:

日本藥學會。2015。衛生試驗法·注解,pp. 674。金原出版株式會社。東京,日本。