食品中放射性核種之檢驗方法

Method of Test of Radionuclides in Foods

- 1. 適用範園:本檢測方法適用於食品中碘-131、銫-134及銫-137放射性比活度之檢驗。
- 2. 檢測方法:檢體於馬林計測容器(Marinelli beaker)或其他適當計測容器中,以加馬能譜儀(gamma-ray spectrometer, GRS)分析之方法。

2.1. 裝置:

- 2.1.1. 加馬能譜儀:
 - 2.1.1.1. 純鍺偵檢器(High purity germanium detector)。
 - 2.1.1.2. 多頻道脈高分析儀(Multi-channel pulse-height analyzer)。
- 2.1.2. 馬林計測容器。
- 2.2. 第一階段篩檢:

取檢體約100~600 g,放入馬林計測容器或其他適當計測容器中,再置於純鍺偵檢器中,以多頻道脈高分析儀計測,計測時間依純鍺偵檢器相對效率而訂,最小可測量(minimum detectable amount, MDA)需小於5 Bq/kg (飲料及包裝水)或10 Bq/kg (乳及乳製品、嬰兒食品及其他食品)。當量測到有放射性核種碘-131、銫-134或銫-137時,需進行第二階段定量分析。

2.3. 第二階段定量分析:

固體檢體經攪碎後,取約100~600 g,液體檢體取約900~1000 g,精確稱定,放入馬林計測容器或其他適當計測容器中,再置於純鍺偵檢器中,以多頻道脈高分析儀計測,計測時間依純鍺偵檢器相對效率而訂,MDA需小於1 Bq/kg,並依下列計算式求出檢體中碘-131、銫-134或銫-137之放射性比活度:

檢體中碘-131、銫-134或銫-137之放射性比活度(Bq/kg)= $\frac{A}{M} \times 1000$

A:檢體計測之放射性活度(Bq)

M:取樣分析檢體之重量(g)

附註:1. 乾燥或濃縮等需復水後食用之檢體(如香菇、藻類、魚貝類 及蔬菜),其放射性比活度以復水後供直接食用之重量計 算;海苔、小魚乾、魷魚乾、葡萄乾等檢體,以乾燥狀態之重量計算;茶葉則以沖泡成茶湯之飲用狀態,即取茶葉10g以上,以30倍重量之90℃熱水浸泡60秒,經相當40網目之篩網過濾,取濾液進行檢測,以濾液之重量計算。

2. 檢體中有影響檢驗結果之物質時,應自行探討。

參考文獻:

原能會。食品緊急計測之放射性含量檢測方法。