

食品中殺菌劑之檢驗方法—有效餘氯之檢驗

Methods of Test for Bactericides in Food – Test of Residual Chlorine

1. 適用範圍：本檢驗法適用於飲用水、食品用水中有效餘氯之檢驗。

2. 檢驗方法：

2.1. 裝置：

比色管：100 ml 納氏管（Nessler tube）內徑為 30 mm，並附有刻度（每間隔 10 ml）者。

2.2. 試藥：

4, 4' – 二胺基 – 3, 3' – 二甲基聯苯鹽酸鹽（o-Tolidine dihydrochloride）、磷酸氫二鈉、磷酸二氫鉀、鉻酸鉀及重鉻酸鉀均採用試藥特級。鹽酸及亞砷酸鈉等採用試藥級。

2.3. 4, 4' – 二胺基 – 3, 3' – 二甲基聯苯鹽酸鹽溶液之調製：

精確稱取 4, 4' – 二胺基 – 3, 3' – 二甲基聯苯鹽酸鹽 1.35 g，加水 500 ml 溶解後，加入鹽酸溶液（3 → 10）500 ml 混合，密封貯存於褐色瓶，使用期限六個月。

2.4. 緩衝溶液之調製：

精確稱取已乾燥過之磷酸氫二鈉 22.86 g 及磷酸二氫鉀 46.14 g，溶於不含二氧化碳之水使成 1000 ml，靜置數日後，過濾，作為原液。

量取原液 400 ml 加不含二氧化碳之水使成 2000 ml，供作緩衝溶液，其 pH 值應為 6.5。

2.5. 鉻酸・重鉻酸鉀溶液之調製：

精確稱取鉻酸鉀 4.650 g 及重鉻酸鉀 1.550 g 溶於緩衝溶液使成 1000 ml。

2.6. 氯標準比色液之調製：

依下表所列之容量比，精確量取鉻酸・重鉻酸鉀溶液與緩衝溶液於 100 ml 之比色管中，混合調製，供作氯標準比色液。氯標準比色液應保存於暗處，若有沈澱物產生，則必須重新調製。

氯標準比色液

| 餘氯對應濃度 (mg/l) | 鉻酸・重鉻酸鉀溶液 (ml) | 緩衝溶液 (ml) | 餘氯對應濃度 (mg/l) | 鉻酸・重鉻酸鉀溶液 (ml) | 緩衝溶液 (ml) | 餘氯對應濃度 (mg/l) | 鉻酸・重鉻酸鉀溶液 (ml) | 緩衝溶液 (ml) |
|------------------|-------------------|--------------|------------------|-------------------|--------------|------------------|-------------------|--------------|
| 0.01 | 0.1 | 99.9 | 0.40 | 4.0 | 96.0 | 2.0 | 20.0 | 80.0 |
| 0.02 | 0.2 | 99.8 | 0.45 | 4.5 | 95.5 | 3.0 | 30.0 | 70.0 |
| 0.05 | 0.5 | 99.5 | 0.50 | 5.0 | 95.0 | 4.0 | 40.0 | 60.0 |
| 0.07 | 0.7 | 99.3 | 0.60 | 6.0 | 94.0 | 5.0 | 50.0 | 50.0 |
| 0.10 | 1.0 | 99.0 | 0.70 | 7.0 | 93.0 | 6.0 | 60.0 | 40.0 |
| 0.15 | 1.5 | 98.5 | 0.80 | 8.0 | 92.0 | 7.0 | 70.0 | 30.0 |
| 0.20 | 2.0 | 98.0 | 0.90 | 9.0 | 91.0 | 8.0 | 80.0 | 20.0 |
| 0.25 | 2.5 | 97.5 | 1.00 | 10.0 | 90.0 | 9.0 | 90.0 | 10.0 |
| 0.30 | 3.0 | 97.0 | 1.50 | 15.0 | 85.0 | 10.0 | 100.0 | 0 |
| 0.35 | 3.5 | 96.5 | | | | | | |

有效餘氯之檢驗

2.7. $4,4'$ - 二胺基 - $3,3'$ - 二甲基聯苯定量法：本法適用於檢驗不含鐵、錳、亞硝酸鹽等干擾物質之檢液。

精確量取 $4,4'$ - 二胺基 - $3,3'$ - 二甲基聯苯鹽酸鹽溶液 5 ml 於比色管中，加檢液至標線 (100 ml) 混合後立即 (約 5 秒鐘內) 與氯標準比色液比較觀察之，由氯標準比色液之餘氯濃度中，求出檢液中自由有效餘氯之 mg / l 數。

將已呈色之檢液於暗處放置 5 分鐘後，再與氯標準比色液比較觀察之，再由氯標準比色液之餘氯濃度中，求出檢液中有效餘氯之 mg / l 數。有效餘氯與自由有效餘氯之差即為結合有效餘氯之 mg / l 數。

2.8. $4,4'$ - 二胺基 - $3,3'$ - 二甲基聯苯亞砷酸鹽定量法：本法適用於檢驗含鐵、錳、亞硝酸鹽等干擾物質之檢液。

精確量取 $4,4'$ - 二胺基 - $3,3'$ - 二甲基聯苯鹽酸鹽溶液 5 ml 於比色管(a)中，加檢液至標線混合後，立刻再加 0.5% 亞砷酸鈉溶液 5 ml 混合之，隨即與氯標準比色液比較觀察之，由氯標準比色液之餘氯濃度中，求出檢液中餘氯濃度為 A。

精確量取 0.5% 亞砷酸鈉溶液 5 ml 於比色管(b)中，加檢液至標線混合後，立刻再加 $4,4'$ - 二胺基 - $3,3'$ - 二甲基聯苯鹽酸鹽溶液 5 ml 混合，隨即與氯標準比色液比較觀察之，由氯標準比色液之餘氯濃度中，求出檢液中餘氯濃度為 B_1 。繼於暗處放置五分鐘後，再行比較觀察，並求出檢液中餘氯濃度為 B_2 。

精確量取 $4,4'$ - 二胺基 - $3,3'$ - 二甲基聯苯鹽酸鹽溶液 5 ml 於比色管(c)中，加檢液至標線混合，置於暗處放置五分鐘後，再與氯標準比色液比較觀察之，由氯標準比色液之餘氯濃度中，求出檢液中餘氯濃度為 C。

由上所得 A、 B_1 、 B_2 、C 依下式求出有效餘氯、自由有效餘氯、結合有效餘氯及干擾物質之 mg / l 數。

$$\text{有效餘氯 (mg/l)} = C - B_2$$

$$\text{自由有效餘氯 (mg/l)} = A - B_1$$

$$\text{結合有效餘氯 (mg/l)} = \text{有效餘氯} - \text{自由有效餘氯}$$

$$= (C - B_2) - (A - B_1)$$

$$\text{全干擾物質 (mg/l)} = B_2$$

$$\text{瞬間干擾物質 (mg/l)} = B_1$$

3. 參考文獻：

(1)日本衛生試驗法註解 (1980)。

(2)台灣省自來水水質標準 (民國 66 年 11 月 24 日第二次修改)。