

尿液中卡西酮類之檢驗方法(三)

Method of Test for Synthetic Cathinones in Urine (3)

1. 適用範圍：本檢驗方法適用於尿液中cathinone等73品項卡西酮類及代謝物(品項詳見附表)之檢驗。
2. 檢驗方法：檢體經稀釋後，以液相層析串聯質譜儀(liquid chromatograph/tandem mass spectrometer, LC-MS/MS)分析之方法。
 - 2.1. 裝置：
 - 2.1.1. 液相層析串聯質譜儀：
 - 2.1.1.1. 離子源：電灑離子化(electrospray ionization, ESI)。
 - 2.1.1.2. 層析管：Phenomenex Kinetex[®] Biphenyl，1.7 μm ，內徑2.1 mm \times 10 cm，或同級品。
 - 2.1.2. 旋渦混合器(Vortex mixer)。
 - 2.1.3. 超音波振盪器(Ultrasonicator)。
 - 2.2. 試藥：甲醇、甲酸及醋酸銨均採用液相層析級；人工尿液(UTAK 88121-CDF(L)，或同級品)採用試藥級；去離子水(比電阻於25°C可達18 $\text{M}\Omega\cdot\text{cm}$ 以上)；cathinone等73品項對照用標準品；methcathinone-d₃等14品項同位素內部標準品(品項詳見附表)。
 - 2.3. 器具與材料：
 - 2.3.1. 容量瓶：10 mL。
 - 2.3.2. 濾膜：孔徑0.22 μm ，PVDF材質。
 - 2.4. 50% 甲醇溶液之調製：

取甲醇及去離子水以1：1 (v/v)比例混勻。
 - 2.5. 移動相溶液之調製：
 - 2.5.1. 移動相溶液A：

稱取醋酸銨0.4 g，以去離子水溶解使成1000 mL，加入甲酸1 mL，混合均勻，經濾膜過濾，取濾液供作移動相溶液A。
 - 2.5.2. 移動相溶液B：

取甲醇1000 mL，加入甲酸1 mL，混合均勻，經濾膜過濾，取濾液供作移動相溶液B。
 - 2.6. 內部標準溶液之配製：

取同位素內部標準品各約1 mg，精確稱定，分別以甲醇溶解並定容至10 mL，作為內部標準原液，於-20°C避光儲存。臨用時取適量各內部標準原液混合，以50% 甲醇溶液稀釋至100

ng/mL，供作內部標準溶液。

2.7. 標準溶液之配製：

取對照用標準品各約1 mg，精確稱定，分別以甲醇溶解並定容至10 mL，作為標準原液，於-20°C避光儲存。臨用時取適量各標準原液混合，以50%甲醇溶液稀釋至500 ng/mL，供作標準溶液。

2.8. 檢液之調製：

將檢體混勻，精確量取50 µL，加入內部標準溶液50 µL，以50%甲醇溶液定容至1 mL，經濾膜過濾，供作檢液。

2.9. 檢量線之製作：

將人工尿液作為空白檢體精確量取50 µL，分別添加標準溶液5~100 µL，加入內部標準溶液50 µL，以50%甲醇溶液定容至1 mL，經濾膜過濾，供作檢量線溶液，依下列條件進行分析。就各卡西酮類及其內部標準品之波峰面積比，與對應之各卡西酮類濃度，分別製作2.5~50 ng/mL之檢量線。

液相層析串聯質譜分析測定條件^(註)

層析管：Phenomenex Kinetex® Biphenyl，1.7 µm，內徑2.1 mm
× 10 cm。

層析管溫度：40°C。

注入量：3 µL。

移動相溶液：A液與B液以下列條件進行梯度分析

時間(min)	A (%)	B (%)
0.0 → 0.5	98 → 80	2 → 20
0.5 → 3.0	80 → 62	20 → 38
3.0 → 3.2	62 → 62	38 → 38
3.2 → 5.0	62 → 41	38 → 59
5.0 → 5.4	41 → 41	59 → 59
5.4 → 6.6	41 → 33	59 → 67
6.7 → 7.0	33 → 10	67 → 90
7.0 → 8.0	10 → 0	90 → 100
8.0 → 8.5	0 → 0	100 → 100
8.5 → 8.6	0 → 98	100 → 2
8.6 → 11.0	98 → 98	2 → 2

移動相流速：0.5 mL/min。

離子噴灑電壓(Ion spray voltage)：5.5 kV。

離子化模式：ESI正離子。

加熱管溫度(Turbo heater temperature)：550°C。

霧化氣體(Nebulizer gas, GS1)：50 psi。

輔助加熱氣體(Heated gas, GS2)：60 psi。

氣簾氣體(Curtain gas)：30 psi。

碰撞氣體(Collision gas)：Medium。

偵測模式：多重反應偵測(multiple reaction monitoring, MRM)。偵測離子對、去集簇電壓(declustering potential)及碰撞能量(collision energy)如附表。

註：上述測定條件分析不適時，可依所使用之儀器，設定適合之測定條件。

2.10. 鑑別試驗及含量測定：

精確量取檢液及檢量線溶液各3 µL，分別注入液相層析串聯質譜儀中，依2.9.節條件進行分析。就檢體與檢量線溶液所得波峰之滯留時間及相對離子強度^(註)鑑別之，並依下列計算式求出檢體中各卡西酮類之含量(ng/mL)：

$$\text{檢體中各卡西酮類之含量(ng/mL)} = \frac{C \times V}{M}$$

C：由檢量線求得檢液中各卡西酮類之濃度(ng/mL)

V：檢體最後定容之體積(mL)

M：取樣分析檢體之體積(mL)

註：相對離子強度由定性離子對與定量離子對之波峰面積相除而得，容許範圍如下：

相對離子強度(%)	容許範圍(%)
> 50	± 20
> 20~50	± 25
> 10~20	± 30
≤ 10	± 50


附註：1. 本檢驗方法之定量極限，cathinone等73品項均為50 ng/mL。

2. 檢體中有影響檢驗結果之物質時，應自行探討。


參考文獻：

Al-Saffar, Y., Stephanson, N. N. and Beck, O. 2013. Multicomponent LC-MS/MS screening method for detection of new psychoactive drugs, legal highs, in urine-experience from the Swedish population. J. Chromatogr. B 930: 112-120.


參考層析圖譜




圖、以LC/MS/MS分析尿液中cathinone等73項卡西酮類標準品及methcathinone-d₃等14項同位素內部標準品之MRM圖譜




圖、以LC/MS/MS分析尿液中cathinone等73項卡西酮類標準品及methcathinone-d₃等14項同位素內部標準品之MRM圖譜(續)




圖、以LC/MS/MS分析尿液中cathinone等73項卡西酮類標準品及methcathinone-d₃等14項同位素內部標準品之MRM圖譜(續)



圖、以LC/MS/MS分析尿液中cathinone等73項卡西酮類標準品及methcathinone-d₃等14項同位素內部標準品之MRM圖譜(續)



圖、以LC/MS/MS分析尿液中cathinone等73項卡西酮類標準品及methcathinone- d_3 等14項同位素內部標準品之MRM圖譜(續)



圖、以LC/MS/MS分析尿液中cathinone等73項卡西酮類標準品及methcathinone-d₃等14項同位素內部標準品之MRM圖譜(續)

附表、Cathinone 等 73 項卡西酮類及 methcathinone-d₃ 等 14 項同位素內部標準品之 MRM 質譜參數

分析物	離子對	去集簇 電壓 (V)	碰撞 能量 (eV)	內部標準品
	前驅離子(<i>m/z</i>) > 產物離子(<i>m/z</i>)			
Cathinone	150 > 132*	19	16	Methylone-d ₃
	150 > 117	19	30	
Methcathinone	164 > 146*	33	17	Methcathinone-d ₃
	164 > 131	33	28	
Ethcathinone	178 > 132*	48	24	α -PVP-d ₈
	178 > 130	48	40	
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)	178 > 145*	37	28	Methedrone-d ₃
	178 > 144	37	39	
<i>N</i> -Ethylcathinone ephedrine (<i>N</i> -EC ephedrine)	180 > 117*	19	29	<i>N</i> -EC ephedrine-d ₅
	180 > 115	19	39	
4-Methylephedrine	180 > 147*	24	29	4-Methylephedrine-d ₃
	180 > 91	24	35	
3,4-Dimethylmethcathinone norephedrine (3,4-DMMC norephedrine)	180 > 162*	22	15	3,4-DMMC norephedrine-d ₃
	180 > 130	22	33	
4-Fluoromethcathinone (4-FMC)	182 > 164*	25	18	<i>N</i> -EC ephedrine-d ₅
	182 > 149	25	28	
4-Fluoroephedrine	184 > 135*	17	27	3,4-DMMC norephedrine-d ₃
	184 > 151	17	29	
4-Ethylmethcathinone (4-EMC)	192 > 144*	54	40	α -PVP-d ₈
	192 > 77	54	67	
4-Methylbuphedrone (4-MeMABP)	192 > 145*	28	29	Methylone-d ₃
	192 > 161	28	16	
3,4-Dimethylmethcathinone (3,4-DMMC)	192 > 159*	63	30	Methedrone-d ₃
	192 > 158	63	41	
4-Methylethcathinone (4-MEC)	192 > 174*	41	17	Methedrone-d ₃
	192 > 130	41	48	
4-Methoxymethcathinone (Methedrone)	194 > 161*	38	27	Butylone-d ₃
	194 > 118	38	50	
4-Methyl- <i>N</i> -ethyl-norephedrine	194 > 176*	33	17	4-Methyl- <i>N</i> -ethyl-norephe drine-d ₅
	194 > 131	33	28	

*定量離子對

附表、Cathinone 等 73 項卡西酮類及 methcathinone-d₃ 等 14 項同位素內部標準品之 MRM 質譜參數(續)

分析物	離子對		去集簇 電壓 (V)	碰撞 能量 (eV)	內部標準品
	前驅離子(m/z)	> 產物離子(m/z)			
4-Fluoroethcathinone (4-FEC)	196	178*	44	17	Methylone-d ₃
	196	150	44	26	
4-Chloromethcathinone (4-CMC)	198	145*	34	26	3,4-MDPBP-d ₈
	198	144	34	40	
α -Pyrrolidinopropiophenone (α -PPP)	204	105*	70	29	α -PVP-d ₈
	204	98	70	33	
4-Methylpentedrone (MPD)	206	144*	62	44	Methylone-d ₃
	206	105	62	27	
4-Ethylethcathinone (4-EEC)	206	188*	44	18	α -PVP-d ₈
	206	159	44	27	
4-Methoxyethcathinone (4-MeOEC)	208	146*	55	40	Methedrone-d ₃
	208	175	55	26	
Mexedrone	208	158*	41	19	Methylone-d ₃
	208	176	41	17	
Methylone	208	160*	30	24	Methylone-d ₃
	208	132	30	37	
α -Pyrrolidinopropiothiophenone (α -PPT)	210	98*	68	29	3,4-MDPPP-d ₈
	210	111	68	33	
4-Chlorodimethylcathinone (4-CDC)	212	139*	43	28	Methylone-d ₃
	212	167	43	22	
4-Chloroethcathinone (4-CEC)	212	194*	49	19	Methylone-d ₃
	212	159	49	25	
4-Methyl- α -pyrrolidinopropiophenone (4-MPPP)	218	119*	30	34	Methylone-d ₃
	218	147	30	25	
4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)	220	105*	54	30	Methcathinone-d ₃
	220	160	54	26	
α -Ethylaminohexanophenone (N-Ethyl hexedrone)	220	130*	59	48	Methylone-d ₃
	220	146	59	25	
4-Fluoro- α -pyrrolidinopropiophenone (4-F- α -PPP)	222	123*	34	32	3,4-MDPBP-d ₈
	222	98	34	34	

*定量離子對

附表、Cathinone 等 73 項卡西酮類及 methcathinone-d₃ 等 14 項同位素內部標準品之 MRM 質譜參數(續)

分析物	離子對	去集簇 電壓 (V)	碰撞 能量 (eV)	內部標準品
	前驅離子(m/z) > 產物離子(m/z)			
Butylone	222 > 131*	35	48	Butylone-d ₃
	222 > 91	35	17	
Ethylone	222 > 174*	33	25	Ethylone-d ₅
	222 > 146	33	35	
α -Pyrrolidinobutiothiophenone (α -PBT)	224 > 112*	66	29	3,4-MDPBP-d ₈
	224 > 153	66	22	
α -Pyrrolidinovalerophenone (α -PVP)	232 > 91*	55	31	α -PVP-d ₈
	232 > 123	55	35	
4-Methyl- α -pyrrolidinobutiophenone (4-Methyl- α -PBP)	232 > 105*	78	35	3,4-MDPBP-d ₈
	232 > 161	78	24	
α -Pyrrolidinovalerophenone metabolite (α -PVP metabolite)	234 > 72*	63	25	α -PVP-d ₈
	234 > 91	63	39	
4-Methoxy- α -pyrrolidinopropiophenone (MOPPP)	234 > 98*	78	28	Naphyrone-d ₅
	234 > 135	78	32	
4-Fluoro- α -pyrrolidinobutiophenone (4-F- α -PBP)	236 > 109*	43	36	α -PVP-d ₈
	236 > 165	43	24	
Pentylone	236 > 188*	32	24	Methylone-d ₃
	236 > 218	32	18	
Dibutylone (bk-DMBDB)	236 > 191*	50	20	Methylone-d ₃
	236 > 149	50	32	
4-Chloro- α -pyrrolidinopropiophenone (4-Cl- α -PPP)	238 > 139*	66	34	Ethylone-d ₅
	238 > 98	66	39	
2,5-Dimethoxy-4-methylmethcathinone (2,5-Dimethoxy mephedrone)	238 > 220*	26	17	Methedrone-d ₃
	238 > 189	26	28	
4-Bromomethcathinone (4-BMC)	242 > 145*	37	23	Methedrone-d ₃
	242 > 128	37	61	
α -Pyrrolidinohexanophenone (α -PHP)	246 > 91*	81	32	3,4-MDPBP-d ₈
	246 > 140	81	35	
Pyrovalerone	246 > 105*	81	32	3,4-MDPBP-d ₈
	246 > 126	81	33	

*定量離子對

附表、Cathinone 等 73 項卡西酮類及 Methcathinone-d₃ 等 14 項同位素內部標準品之 MRM 質譜參數(續)

分析物	離子對	去集簇 電壓 (V)	碰撞 能量 (eV)	內部標準品
	前驅離子(m/z) > 產物離子(m/z)			
3,4-Methylenedioxy- α -pyrrolidinopropiophenone (3,4-MDPPP)	248 > 98*	73	30	Methylone-d ₃
	248 > 149	73	34	
4-Methoxy- α -pyrrolidinobutiophenone (4-MeOPBP)	248 > 121*	58	38	Ethylone-d ₅
	248 > 135	58	36	
4-Fluoro- α -pyrrolidinovalerophenone (4-F- α -PVP)	250 > 109*	64	32	Methylone-d ₃
	250 > 126	64	35	
3,4-Methylenedioxy- <i>N</i> -tert-butylcathinone (Tertylone)	250 > 194*	18	18	Methylone-d ₃
	250 > 146	18	29	
<i>N</i> -Ethylpentylone (Ephylone)	250 > 202*	40	26	3,4-MDPBP-d ₈
	250 > 232	40	21	
<i>N,N</i> -Dimethylpentylone (bk-DMBDP)	250 > 205*	59	22	Methylone-d ₃
	250 > 175	59	28	
Benzedrone	254 > 91*	36	45	3,4-MDPBP-d ₈
	254 > 65	36	73	
<i>N</i> -Benzylmethcathinone (<i>N</i> -BMC)	254 > 162*	42	21	Methcathinone-d ₃
	254 > 146	42	22	
4-Bromoethcathinone (4-BEC)	256 > 159*	50	24	Methcathinone-d ₃
	256 > 144	50	39	
α -Pyrrolidinoheptiophenone (α -PHPP)	260 > 91*	85	32	3,4-MDPBP-d ₈
	260 > 154	85	38	
4-Methyl- α -pyrrolidinohexanophenone (4-Methyl- α -PHP)	260 > 105*	93	31	3,4-MDPBP-d ₈
	260 > 140	93	37	
3,4-Dimethyl- α -pyrrolidinovalerophenone (3,4-Dimethyl- α -PVP)	260 > 119*	45	31	3,4-MDPBP-d ₈
	260 > 126	45	34	
3,4-Methylenedioxy- α -pyrrolidinobutiophenone (3,4-MDPBP)	262 > 112*	60	32	Methylone-d ₃
	262 > 161	60	31	
4-Methoxy- α -pyrrolidinovalerophenone (4-MeO- α -PVP)	262 > 121*	75	34	3,4-MDPBP-d ₈
	262 > 126	75	30	
4-Fluoro- α -pyrrolidinohexanophenone (4-F-PHP)	264 > 109*	80	33	3,4-MDPV-d ₈
	264 > 140	80	37	

*定量離子對

附表、Cathinone 等 73 項卡西酮類及 Methcathinone-d₃ 等 14 項同位素內部標準品之 MRM 質譜參數(續)

分析物	離子對		去集簇 電壓 (V)	碰撞 能量 (eV)	內部標準品
	前驅離子(m/z)	> 產物離子(m/z)			
4-Chloro- α -pyrrolidinovalerophenone (4-Cl- α -PVP)	266	> 125*	69	34	3,4-MDPBP-d ₈
	266	> 195	69	25	
3,4-Trimethylene- α -pyrrolidinovalerophenone (Indanyl- α -PVP)	272	> 131*	74	34	3,4-MDPBP-d ₈
	272	> 201	74	26	
α -Pyrrolidinooctanophenone (α -POP)	274	> 91*	97	33	3,4-MDPBP-d ₈
	274	> 168	97	36	
3,4-Methylenedioxypropylvalerone (3,4-MDPV)	276	> 205*	79	25	3,4-MDPV-d ₈
	276	> 126	79	35	
4-Fluoro- α -pyrrolidinoheptiophenone (4-F- α -PHPP)	278	> 109*	44	33	3,4-MDPBP-d ₈
	278	> 154	44	38	
3,4-Methylenedioxypropylvalerone metabolite (Demethylenyl-methyl-MDPV)	278	> 175*	80	27	3,4-MDPV-d ₈
	278	> 126	80	34	
4-Bromo- α -pyrrolidinopropiophenone (4-Br- α -PPP)	282	> 132*	72	32	α -PVP-d ₈
	282	> 98	72	34	
Naphyrone	282	> 141*	100	36	Naphyrone-d ₅
	282	> 211	100	26	
3,4-Tetramethylene- α -Pyrrolidinovalerophenone (TH-PVP)	286	> 145*	82	35	Naphyrone-d ₅
	286	> 215	82	28	
α -Pyrrolidinononanophenone (α -PNP)	288	> 91*	40	35	3,4-MDPBP-d ₈
	288	> 182	40	39	
4-Methoxy- α -pyrrolidinoheptiophenone (4-Methoxy- α -PHPP)	290	> 121*	87	33	Naphyrone-d ₅
	290	> 219	87	25	
3,4-Tetramethylene- α -pyrrolidinohexanophenone (TH-PHP)	300	> 145*	76	36	Naphyrone-d ₅
	300	> 140	76	39	
4-Methoxy- α -pyrrolidinooctanophenone (4-Methoxy- α -POP)	304	> 121*	73	34	Naphyrone-d ₅
	304	> 233	73	26	

*定量離子對

附表、Cathinone 等 73 項卡西酮類及 Methcathinone-d₃ 等 14 項同位素內部標準品之
MRM 質譜參數(續)

分析物	離子對		去集簇 電壓 (V)	碰撞 能量 (eV)	內部標準品
	前驅離子(m/z)	> 產物離子(m/z)			
Methcathinone-d ₃ (I.S.)	167	> 130	26	40	-
4-Methylmethcathinone-d ₃ (Methedrone-d ₃) (I.S.)	181	> 148	31	31	-
4-Methylephedrine-d ₃ (I.S.)	183	> 131	22	27	-
3,4-Dimethylmethcathinone norephedrine-d ₃ (3,4-DMMC norephedrine-d ₃) (I.S.)	183	> 105	27	24	-
N-Ethylcathinone ephedrine-d ₅ (N-EC ephedrine-d ₅) (I.S.)	185	> 115	24	41	-
4-Methyl-N-ethyl-norephedrine-d ₅ (I.S.)	199	> 131	33	28	-
Methylone-d ₃ (I.S.)	211	> 163	29	25	-
Butylone-d ₃ (I.S.)	225	> 177	35	26	-
Ethylone-d ₅ (I.S.)	227	> 179	28	26	-
α-Pyrrolidinovalerophenone-d ₈ (α-PVP-d ₈) (I.S.)	240	> 91	85	32	-
3,4-Methylenedioxy-α-pyrrolidinopropiophenone-d ₈ (3,4-MDPPP-d ₈) (I.S.)	256	> 106	80	31	-
3,4-Methylenedioxy-α-pyrrolidinobutiophenone-d ₈ (3,4-MDPBP-d ₈) (I.S.)	270	> 161	82	33	-
3,4-Methylenedioxyprovalerone-d ₈ (3,4-MDPV-d ₈) (I.S.)	284	> 134	91	36	-
Naphyrone-d ₅ (I.S.)	287	> 141	80	34	-