食品中殘留農藥檢驗方法—殺草劑氟氯比之檢驗 Method of Test for Pesticide Residues in Foods - Test of Fluroxypyr, an Herbicide

- 1. 適用範圍:本檢驗方法適用於柑桔類中氟氯比(fluroxypty, 4-amino-3,5-dichloro-6-fluoro-2-pyridyloxyacetic acid)之檢驗。
- 2. 檢驗方法:氣相層析法(gas chromatography, GC)。
 - 2.1. 裝置:
 - 2.1.1. 氣相層析儀:
 - 2.1.1.1. 檢出器:電子捕獲檢出器(electron capture detector, ECD)。
 - 2.1.1.2. 層析管:
 - 2.1.1.2.1. DB-608 capillary column,內徑 0.53 mm × 30 m。
 - 2.1.1.2.2. DB-05 capillary column,內徑 0.53 mm × 30 m。
 - 2.1.2. 攪拌均質器(Blender)。
 - 2.1.3. 減壓濃縮裝置(Rotary evaporator)。
 - 2.1.4. 烘箱:通風式,溫度可達 130°C。
 - 2.2. 試藥:丙酮、甲醇、氫氧化鈉、硫酸、二氯甲烷、碳酸鈉、無水硫酸鈉、正丁醇、正己烷、矽酸鎂(60-100 mesh)採用化學試藥特級,氟氯比對照用標準品。
 - 2.3. 器具及材料:
 - 2.3.1. 抽氣瓶: 容量為500 mL。
 - 2.3.2. 別區奈氏漏斗(Büchner funnel): 直徑11 cm。
 - 2.3.3. 濃縮瓶: 300 mL, 250 mL。
 - 2.3.4. 矽酸鎂管柱:內徑 $2.0~cm \times 30~cm$ 之玻璃管柱,內填充活化之矽酸鎂 $6~g^{(tt)}$,在活化之矽酸鎂上下各填入無水硫酸鈉2~g,管柱頂端再鋪玻璃棉。
 - 註:矽酸鎂先以130°C加熱15小時活化後,置於乾燥器中冷卻備用。
- 2.4. 標準溶液之配製:稱取氟氯比對照用標準品約100 mg,精確稱定, 以丙酮溶解並定容至100 mL作為標準原液,使用

時再以丙酮稀釋至0.04-20.0 μg/mL供作標準溶液,再依2.5.2.節所述進一步做酯化反應。

2.5. 檢液之調製:

2.5.1. 萃取:

精確稱取切碎後之柑桔皮、柑桔肉50g置於攪拌均質器中,加入20%氫氧化鈉·甲醇溶液100mL,高速攪拌2分鐘後,倒入附有濾紙且上鋪矽藻土5g之別區奈氏漏斗內,抽氣過濾入抽氣瓶中,以20%氫氧化鈉·甲醇溶液洗滌殘渣,合併濾液並定容至250mL,取定溶液50mL倒入分液漏斗內,加入2N硫酸溶液15mL和純水60mL,再以二氯甲烷100mL萃取5分鐘,收集二氯甲烷層,再加入0.25M碳酸鈉溶液30mL萃取1分鐘,收集水層,再加入2N硫酸溶液15mL和純水15mL,均匀搖盪1分鐘,再每次以二氯甲烷50mL萃取兩次,每次1分鐘,收集二氯甲烷層,加入無水硫酸鈉20g脫水過濾後,於40°C減壓濃縮至乾,供酯化反應用。

2.5.2. 酯化反應:

將2.5.1.節濃縮物加入2%硫酸·正丁醇溶液1 mL,置於90℃水浴中反應30分鐘,待回復室溫後,加入純水30 mL搖盪均勻後,倒入分液漏斗中,每次以正己烷30 mL萃取兩次,每次1分鐘,收集正己烷層,以無水硫酸鈉10 g脫水過濾後,於40℃減壓濃縮至乾,以正己烷溶解後定容至5 mL,供淨化用。

2.5.3. 淨化:

將2.5.2.節濃縮液注入先以正己烷30 mL潤濕之矽酸鎂管柱,每次以正己烷5 mL洗濃縮瓶兩次,合併洗液注入管柱,先以正己烷40 mL沖洗管柱,再以15%二氯甲烷·正己烷溶液40 mL沖洗,流出液棄之,再以二氯甲烷120 mL沖提並收集於濃縮瓶,於40°C減壓濃縮至乾,以正己烷溶解後定容至5 mL,供作檢液。

2.6. 鑑別試驗及含量測定:

精確量取檢液及標準溶液酯化物0.5-1 μL分別注入氣相層析儀中,參

84年12月09日衛署食字第84075276號公告 102年9月6日部授食字第1021950329號公告修正

照下列條件進行氣相層析,就檢液與標準溶液酯化物所得波峰之滯留時間比較鑑別之,並依另取之標準溶液酯化物按上述方法作出檢量線,求出檢體中氟氯比之含量(ppm):

檢體中氟氯比之含量(ppm) = $\frac{5C \times V}{M}$

C:由檢量線或波峰高度求得檢液中氟氯比之濃度(µg/mL)。

V:檢體最後經定容之體積(5 mL)。

M:取樣分析檢體之重量(50 g)。

氣相層析測定條件:

層析管溫度:210°C。

檢出器溫度:280°C。

注入器温度:240°C。

移動相氣體氮氣流速:30 mL/min。

備註:本檢驗方法之最低檢出量為0.02 ppm。