

“信東”血液透析液10號

Hemodialysis concentrate No. 10

【化學組成】

主成分：Each ml contains :

Sodium Chloride	161.30 mg
Potassium Chloride	5.48 mg
Magnesium Chloride hexahydrate	3.76 mg
Calcium Chloride dihydrate	8.13 mg
Glacial Acetic Acid	11.06 mg

賦形劑：Water for Injection。

稀釋後電解質濃度 (mEq/L) :

電解質濃度 (mEq/L)					
Na ⁺	K ⁺	Mg ⁺⁺	Ca ⁺⁺	Cl ⁻	CH ₃ COO ⁻
74.94	2.0	1.0	3.0	80.94	5.0

配合“信東”腎臟透析液300號(B液)、純水使用之電解質濃度總合(mEq/L)：

電解質濃度 (mEq/L)						
Na ⁺	K ⁺	Mg ⁺⁺	Ca ⁺⁺	Cl ⁻	CH ₃ COO ⁻	HCO ₃ ⁻
140	2.0	1.0	3.0	106.96	5.0	39

【藥理】

- 對酸鹼平衡之影響：本品配合“信東”腎臟透析液300號(B液)使用，與含醋酸透析液之比較，對pH有相同程度之上升，由Pco₂、PHCO₃⁻變化視之，可知其對Acidosis乃直接中和而改善。
- 血液透析過程中，因醋酸根(Acetate)流入體內過多，導致患者之痛苦難受，此乃一時代謝所引起，為了改善此症狀，本劑配合“信東”腎臟透析液300號(B液)使用，可減低醋酸根(Acetate)流入體內之量，因而減少患者之痛苦。

【適應症】

配合洗腎機及人工腎臟機用，以清洗病人血中尿毒。

【用法・用量】

“信東”血液透析液10號(A液)使用時配合“信東”腎臟透析液300號(B液)、R.O.水使用。透析時請遵照人工腎臟機操作說明、操作方法進行透析，透析液為：

acid concentrate : bicarbonate concentrate : R.O. Water
= 1: 1.83 : 34

本藥限由醫師使用。

【注意事項】

- 本品為無熱原產品。
- 使用前，若封口破損，請勿使用。
- 透析液稀釋前、後，若有沈澱發生，切勿使用。
- 本品僅限於人工腎臟透析，不得使用於注射、腹膜灌洗。
- 稀釋用水請用純水或R.O.水。
- 藥液顏色略呈微黃，並不影響效果。
- 透析液稀釋後須立即使用。
- 請避光、室溫下貯存，請勿冷凍。

【包裝】

4公升、10公升、200公升塑膠瓶裝。

衛署藥製字第041824號 G-6113



信東生技股份有限公司
桃園市桃園區介壽路22號

54080380 ⑦