

8470 gm



“佳液”重碳酸鹽粉 RB-10  
“Renabio” Bicarbonate Concentrates Powder,  
Part B. RB-10

成分: Each package (8470gm) contains:

Sodium chloride 2230gm

Sodium bicarbonate 6240gm

賦形劑:

無

適應症: 配合洗腎機及人工腎臟用以清洗腎臟病病人之血中尿毒。

用法用量: ※本藥限由醫師使用。

本劑必須配合酸性洗腎液 **Renabio Part A. RB-1252** 及純水(U.S.P.或同等級)稀釋成 35.83 : 1 之混合液來使用。

1. 將本劑一包重碳酸鹽粉倒入消毒過的乾淨混合容器內。
2. 加入純水(U.S.P. 或同等級)稀釋成 25 U.S.加崙 (94.6 公升)的濃縮液。
3. 攪拌直到完全溶解，以供混合之用。
4. 作洗腎透析前須確認濃縮液泡製的正確性，並參考酸性洗腎液 **Renabio Part A. RB-1252** 的標籤指示。

注意事項：

1. 本劑重碳酸鹽粉 **Renabio Part B. RB-10** 請與酸性洗腎液 **Renabio Part A. RB-1252** 配合使用，稀釋成 1 : 35.83 之混合液，適用於做重碳酸透析之洗腎機上。
2. 洗腎前請參考洗腎機操作手冊說明。
3. 包裝損壞切勿使用，開封後必須馬上使用，避免受潮。
4. 不可使用於 Cobe 洗腎機上。
5. 避免污染。
6. 所有洗腎液經過的地方，如洗腎機、導管及容器等，均應消毒。
7. 泡製後請立即使用。
8. 產品非為無菌、無熱原性
9. 透析液稀釋前、後，若有沉澱發生，切勿使用。
10. 透析液稀釋後須立即使用

衛署藥製字第 047229 號

包裝：8470 公克塑膠袋裝。

保存期限(西元年月日)：

Lot No.：



委託者

佳醫健康事業股份有限公司  
新北市中和區中正路 880 號 17 樓  
電話：(02)22251888



製造廠

濟生化學製藥廠股份有限公司  
CHI SHENG CHEMICAL CORPORATION  
新竹縣湖口鄉新竹工業區實踐路 3 號