


正確使用驗孕試劑，祝妳好孕！

圖片 1：驗孕試劑產品類型



圖片 2：驗孕試紙操作步驟示意圖



圖片 3：測試結果判讀說明

結果判讀

顯示(C)+(T)兩條線 不論顏色深淺	僅顯示(C)一條線 (T)線無色	(C)線無色 不論(T)線是否顯示
← 質控線 ← 反應線		
陽性反應(+) 懷孕	陰性反應(-) 未懷孕	失效反應 (操作不當)