

動力式熱敷墊

認證照看說明
暖身暖心又安全

屬醫療器材之熱敷墊

選購醫材要認證照、看說明

【認證照】 認明產品包裝上是否有刊載衛生福利部核准之「醫療器材許可證字號」，並至領有衛生局核發「藥商許可執照」之合法店家購買。

【看說明】 看清楚產品包裝是否有完整之標示內容，包括廠商名稱、地址、品名等，並確認製造日期及保存期限等資訊，使用前請詳細閱讀產品使用說明書。

使用時要注意三禁五勿

- 禁** 禁止使用於嬰兒。
- 禁** 禁止使用於癱瘓者及對溫度感覺遲鈍者（例如：孕婦、糖尿病患等）。
- 禁** 禁止使用於熟睡者或無意識患者。
- 勿** 請勿於易燃環境下，或鄰近充滿氧氣及氧氣儲存設備旁使用。
- 勿** 請勿坐或壓在熱敷墊上。
- 勿** 請勿以強力壓折及扭曲方式使用或收納熱敷墊。
- 勿** 請勿以拉扯電線方式拔去插頭。
- 勿** 請勿以別針或其他金屬物品固定熱敷墊，以避免觸電。



動力式熱敷墊

市售電毯可分為兩種，一種為屬醫療器材管理之動力式熱敷墊，另一種為非屬醫療器材管理之保暖用電毯。

屬醫材之動力式熱敷墊

基於醫療目的用來提供體表乾熱治療，可在使用中維持一定之高溫。

非屬醫材之保暖用電毯

僅提供非醫療目的之居家活動保暖使用，屬一般商品管理，如保暖床墊、電熱毯、電暖墊。

不良反應及不良品
通報

若因使用時發生疑似不良反應或發現不良品時，請通報至衛生福利部食品藥物管理署建置之全國藥物不良反應通報中心，藥物不良反應通報專線02-2396-0100，網站：<http://qms.fda.gov.tw>。



衛生福利部



FDA 食品藥物管理署

