

“信東” 血液透析液8號

Hemodialysis concentrate No.8

【化學組成】

主成分：每ml中含：

Sodium Chloride.....	161.30mg
Potassium Chloride.....	5.48mg
Magnesium Chloride hexahydrate.....	3.76mg
Calcium Chloride dihydrate.....	9.48mg
Dextrose.....	81.03mg
Glacial Acetic Acid.....	11.06mg

賦形劑：Water for Injection。

稀釋後電解質濃度(mEq/L)：

電解質濃度 (mEq/L)						g/L
Na ⁺	K ⁺	Mg ⁺⁺	Ca ⁺⁺	Cl ⁻	CH ₃ COO ⁻	C ₆ H ₁₂ O ₆
74.94	2.0	1.0	3.5	81.44	5.0	2

配合“信東”腎臟透析液300號(乙)、純水使用之電解質濃度總合(mEq/L)：

電解質濃度 (mEq/L)							g/L
Na ⁺	K ⁺	Mg ⁺⁺	Ca ⁺⁺	Cl ⁻	CH ₃ COO ⁻	HCO ₃ ⁻	C ₆ H ₁₂ O ₆
140	2.0	1.0	3.5	107.46	5.0	39.04	2

【藥理】

1. 對酸鹼平衡之影響：本品配合“信東”腎臟透析液300號(乙)使用，與含醋酸透析液之比較，對pH有相同程度之上升，由P_{CO2}、PHCO₃⁻變化視之，可知其對Acidosis乃直接中和而改善。
2. 血液透析過程中，因醋酸根(Acetate)流入體內過多，導致患者之痛苦難受，此乃一時代謝所引起，為了改善此症狀，本劑配合“信東”腎臟透析液300號(乙)使用，可減低醋酸根(Acetate)流入體內之量，因而減少患者之痛苦。

【適應症】

配合洗腎機及人工腎臟機用，以清洗病人之血中尿毒。

【用法·用量】

“信東”血液透析液8號使用時配合“信東”腎臟透析液300號(乙)、R.O.水使用。透析時請遵照人工腎臟機操作說明、操作方法進行透析，透析液為：

acid concentrate：bicarbonate concentrate：R.O. water
= 1：1.83：34

本藥限由醫師使用。

【注意事項】

1. 本品為無熱原產品。
2. 使用前，若封口破損，請勿使用。
3. 透析液稀釋前、後，若有沈澱發生，切勿使用。
4. 本品僅限於人工腎臟透析，不得用於注射、腹膜灌洗。
5. 稀釋用水請用純水或R.O.水。
6. 藥液顏色略呈微黃，並不影響效果。
7. 透析液稀釋後須立即使用。
8. 請避光、室溫下貯存，請勿冷凍。

【包裝】

10公升以下、200公升塑膠瓶裝。

衛署藥製字第037450號G-4112



信東生技股份有限公司

桃園市桃園區介壽路22號

54080200®