

純水

最小容量(L)/分鐘(min)，於出純水壓200Pa下：

型號	101	102	103	104	106
+ 5 °C	8	14	19	23	35
+ 10°C	9	16	21	25	35
+ 15°C	11	18	23	27	35
+ 20°C	13	20	25	29	35

品質

依入水水質不同而不同。如果使用飲用水及系統的維修狀況良好，則下列拒絕率可被保持：

溶解鹽類總量：	>95%
細菌(CFU)及內毒素	>99%
水轉換因子	最大 75%

水供給

型號	101	102	103	104	106
最小輸入, L/min	20	30	40	50	60
最小輸入壓力, kPa	100	100	150	250	350
最大輸入壓力, kPa		500 kPa (所有型號)			
溫度+ 20°C		+ 5°C~ + 25°C*			

*如果使用過醋酸作為消毒劑則最大為+ 20°C

品質

應該使用飲用水。通常需要額外的前處理。濾膜及機器的預期壽命依入水水質而異。建議不要以超出下列範圍的參數來操作 CWP：

硬度	< 1°dH
鐵	< 0.1 mg/L
錳	< 0.1 mg/L
氯化物	< 100 mg/L
二氧化矽	< 25 mg/L
總溶解鹽類	< 1500 mg/L
氯	0.1 mg/L
污濁指標 (S.D. I.)	< 5

排水需求

需要的容積(L/ min.)：

型號	101	102	103	104	106
	20	30	40	50	60

在沖出時達到最大水流。

連接

入水口 PVC union 接頭，符