

仿單標籤粘貼表

產品名稱	“禾研”血液透析液 B11	申請廠商	禾研科技股份有限公司
衛生福利部食品藥物管理署給證號碼	衛部藥製字第 060138 號		

“禾研” 血液透析液 B11

“FIBERPURE” Hemodialysis Concentrate B11

【成分】

Composition	Each ml contains
Sodium Bicarbonate	84.0 mg

賦形劑：Purified water

稀釋後電解質濃度(mEq/L)：

電解質濃度 (mEq/L)	
Na ⁺	HCO ₃ ⁻
35.0	35.0

【藥理】

1. 對酸鹼平衡之影響：使用本品與含醋酸透析液之比較，對 pH 有相同程度之上升，由 Pco₂、PHco₃ 變化視之，可知其對 Acidosis 乃直接中和而改善。
2. 血液透析過程中，因醋酸根(Acetate)流入體內過多，導致患者之痛苦難受，此乃一時代謝所引起，為了改善此症狀，本劑配合“禾研”血液透析液 A 系列 (35X)使用，可減低醋酸根流入體內之量，因而減少患者之痛苦。

【適應症】配合洗腎機及人工腎臟，清洗患者血中尿毒。

【用法、用量】

1. 本劑(B 液)使用時必須配合“禾研”血液透析液 A 系列 (35X)之 A 液及 R.O.水使用。
2. 透析時請遵照洗腎機操作說明、操作方法進行透析。
3. 透析液稀釋比例為 A 液：B 液：R. O. 水 = 1：1.225：32.775。

本藥限由醫師使用。

【注意事項】

1. 本藥為無熱原產品。
2. 透析液稀釋前、後，若有沉澱發生，切勿使用。
3. 透析液稀釋後須立即使用。
4. 本品不得使用為腹膜灌洗或注射液。
5. 包裝封口有破損時請勿使用。
6. 稀釋用水請用純水或 R.O. 水。
7. 洗腎前請參照洗腎機操作使用。

【包裝】3.8、5、10 公升 HDPE 塑膠瓶裝。

【儲存條件】避光、30°C以下儲存，請勿冷凍。

衛部藥製字第 060138 號



製造廠：

禾研科技股份有限公司通霄製藥廠
苗栗縣通霄鎮內島里 12 鄰內島 122 之 1 號

藥商：

禾研科技股份有限公司
台北市內湖區瑞光路 258 巷 2 號 6 樓之 4