

# 無汞成分助聽器用電池

## 安全警訊

產品英文名稱：

ZeniPower mercury-free hearing aid batteries

受影響規格/型號/批號：

最佳使用期限（best before date）為 2018 年 8 月或 2018 年 9 月之無汞成分助聽器用電池。



發布對象：一般民眾/醫療從業人員/醫療器材專業人員

警訊說明：

受影響產品在極少數的情況下，可能會因鋅電極與電解質反應時過度產生氫氣，導致電池膨脹，甚至有爆炸之可能。

**建議行動：**

- 確認是否為受影響產品。
- 請停止使用最佳使用期限（best before date）為2018年8月或2018年9月之無汞成分助聽器用電池，前述期限標示於外包裝。
- 如對電池持有疑慮者請不要使用。
- 確保使用人工耳蝸及助聽器之患者已收到此則安全警訊，了解產品安全問題，並停止使用受影響產品。
- 聯繫產品供應者，以安排受影響電池之更換，並確保能提供可更換之電池給使用者。

**相關警訊連結(網址)：**

MHRA

<https://www.gov.uk/drug-device-alerts/all-zenipower-mercury-free-hearing-aid-batteries-low-risk-of-batteries-exploding-during-use-or-if-depleted>