

"奇異" 運動心電圖跑步機

安全警訊

許可證字號：衛署醫器輸字第 012848 號

產品英文名稱："GE" Exercise Equipment

受影響規格/型號/批號：Series T2100 Treadmill

發布對象：醫療從業人員

警訊說明：

GE Healthcare 內部品質檢查發現，T2100 和 T2000 跑步機的電源線可能未按照原廠規格組裝。若電源線組裝不當，且發生瑕疵如電源線磨損，或電源線碰觸到跑步機的底盤時，可能會造成病人或操作者在觸碰跑步機時發生觸電；目前並無上述情況發生的回報。

國內矯正措施：

經查此產品安全通知所提及的問題，目前國內無此不良事件發生與回報。

台灣奇異亞洲醫療設備股份有限公司為避免此一問題發生，已通知受影響的客戶將進行電源線檢查(共 96 台)，已在 2015 年 5 月底開始派遣工程師到現場進行電源線檢查及調整，預計於同年 9 月底前完成。

廠商聯絡資訊：

奇異亞洲醫療設備股份有限公司

聯絡電話：0800-437-1171

聯絡人電子郵件：meihua.kuo@ge.com

附件(提供下載)：警訊摘譯

相關警訊連結(網址)：MHRA

<https://mhra.filecamp.com/public/file/28ky-mbbjic>