

# “美樂得”輸液套

## 回收警訊

許可證字號：衛署醫器輸字第 024184 號

產品英文名稱：“MEDRAD” Intego PET Infusion Administration Sets

受影響規格/型號/批號：型號 INT CSS (批號 50882753, 50881512)

發布對象：一般民眾/醫療從業人員/醫療器材專業人員

### 警訊說明：

因生理食鹽水輸液管內徑未合規格，可能使所搭配使用的 Medrad® Intego PET 輸液系統無法抽取正確劑量，導致抽取之劑量偏低或較高，使預排氣功能受影響，並出現”RP prime failed”錯誤訊息。

### 國內矯正措施：

經查，國內進口之受影響型/批號數量共 520 套，現代儀器股份有限公司已於 104 年 12 月 14 日通知受影響客戶及提供建議事項，並已於 104 年 12 月 16 日完成回收行動。

廠商聯絡資訊：現代儀器股份有限公司

聯絡人：陳先生

聯絡電話：02-2362-3208 ext 16

聯絡人電子郵件：steve.chen@hsientai.com.tw

相關警訊連結(網址)：Swissmedic

[https://www.swissmedic.ch/recalllists\\_dl/12888/Vk\\_20151210\\_14-e1.pdf](https://www.swissmedic.ch/recalllists_dl/12888/Vk_20151210_14-e1.pdf)