

“諾保科” 諾保亮齒基台
“諾保科” 諾保亮齒基台
“諾保科” 諾保亮齒基台
回收警訊

許可證字號：

衛署醫器輸字第 021075 號

衛部醫器輸字第 030875 號

衛部醫器輸字第 029059 號

產品英文名稱：

“NOBEL” NobelEsthetics Abutments

“NOBEL” NobelEsthetic abutments

“NOBEL” NobelEsthetic abutments

受影響規格/型號/批號：

型號	批號
36662	13078005
36664	13077622
36669	13077560
36683	13077700
38214	13076822
38761	13077550 、13077551

發布對象：醫療從業人員/醫療器材專業人員

警訊說明：(回收/矯正原因描述)

受影響型號/批號產品搭配使用的螺絲規格錯誤，此螺絲將可以鎖緊，但無法保證不會鬆脫，如果發生鬆脫，必須再以正確的螺絲重新鎖緊，故原廠啟動回收行動。

國內矯正措施：

經查，國內進口之受影響型號/批號產品共 65 件，台灣諾保科股份有限公司於 108 年 8 月 20 日通知受影響客戶並啟動回收。前述回收行動預計於 108 年 11 月 13 日前完成。

廠商聯絡資訊：

公司名稱：台灣諾保科股份有限公司

聯絡電話：02-2793-9933

聯絡人電子郵件：Lowry.Chen@kavo.com

相關警訊來源(網址)：

瑞士 Swissmedic：https://fsca.swissmedic.ch/mep/api/publications/Vk_20190731_02/documents/1

英國 MHRA：<https://mhra-gov.filecamp.com/s/hcL8lnvXfhz2zjhc/d/iutOE8COQkUg0LSo>