

# “斐瑞頌” 格萊索電子影像喉頭鏡系統 (滅菌/未滅菌)

## 回收警訊

(國內無進口受影響產品)

許可證字號：衛署醫器輸壹字第 011640 號

產品英文名稱：“Verathon” GlideScope Video Laryngoscope System (Sterile /Non-sterile)

受影響規格/型號/序號：

名稱描述	型號	序號 (國內無進口受影響序號產品)
GlideScope Core OneTouch Smart Cable	0600-0772	SG200015, SG200019, SG200028, SG200086, SG200112, SG200132, SG200171, SG200192, SG200434, SG200436, SG200487, SG200619, SG200626, SG200636, SG200663, SG200672, SG200710

發布對象：醫療從業人員

警訊說明：(回收/矯正原因描述)

受影響產品，當使用 Core OneTouch Smart Cable 線連接到 Core 10 和 Core 15 螢幕時，可能造成影像暫時或完全消失。前述原因，原廠調查認為當使用者以扭轉動作將葉片連接到 HDMI 端口，或對連接端口（位在擷取影片/錄影鍵旁邊）施以過度扭力時，影響 HDMI 連接處傳到控制影像訊號的 HDMI 印刷電路板，造成影像同步訊號中斷，導致即時影像暫時消失或“黑屏”。在部分案例，反向扭轉纜線可以使其重新連接並恢復即時影像。

國內矯正措施：

經查，國內未進口受影響產品，故前茂企業股份有限公司無須執行回收行動。

廠商聯絡資訊：

公司名稱：前茂企業股份有限公司

聯絡電話：(02) 2509-3453

聯絡人電子郵件：cemmatw@cemma.com.tw

相關警訊來源(網址)：

澳洲 TGA：<http://apps.tga.gov.au/PROD/SARA/arn-detail.aspx?k=RC-2020-RN-00455-1>