

“羅麥迪克”病患移位升降機 (未滅菌)

安全警訊

許可證字號：衛部醫器輸壹字第 020988 號

產品英文名稱：“RoMedic”Patient Lifters (Non-Sterile)

受影響規格/型號/批號：

名稱描述	型號
Vega505EE(電動移位機)	60600003
SwiftHook	70200008

發布對象：一般民眾/醫療從業人員/醫療器材專業人員

警訊說明：

受影響產品之電動移位機吊架若配備 SwiftHook 且處於不穩的位置下進行操作使用，則可能導致吊架從機器吊臂上滑脫，造成使用者受傷。

國內矯正措施：

經查，國內進口受影響型號之數量共 7 台，但皆無安裝受影響產品，且吊架及吊臂有使用螺絲鎖緊以防止吊架脫落，故弘采介護有限公司無須執行矯正行動。

廠商聯絡資訊：

公司名稱：弘采介護有限公司

聯絡電話：02-8667-2081

聯絡人電子郵件：vincent@thelife.com.tw

相關警訊來源(網址)：

加拿大 Health Canada：<https://www.healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2020/73891r-eng.php>